

SciCan



OPTIM[®] 1

LIMPAR E DESINFETAR EM UM SÓ PASSO

Ingrediente ativo: **Peróxido de Hidrogénio a 0,5%**



Rápido e Suave

Com OPTIM 1 não há necessidade de comprometer a eficácia e a proteção. Com um tempo de contacto rápido, e de amplo espectro, é um dos limpadores e desinfetantes mais rápidos e efetivos. É igualmente suave para si e para as superfícies. OPTIM 1 garante-lhe a confiança de cumprir com as normas e proteger os seus paciente, o seu pessoal clínico e o meio ambiente: o equilíbrio perfeito.



Desinfetante rápido de amplo espectro

As superfícies devem permanecer húmidas durante todo o tempo de contacto para conseguir a desinfeção

- › Adeno, Polio, Murino Noro em apenas **30 segundos** segundo EN14476
- › Tuberculicida e fungicida em apenas **1 minuto**
- › Bactericida e virucida em **30 segundos** segundo EN 14476
- › **Virucida completo em 2 minutos** segundo o standard RKI/DVV (Polio, Adeno, Murino Noro, SV40)
- › Efetivo em **1 minuto** segundo EN16615
- › Excelente humidabilidade: mantém-se húmido o tempo suficiente para que se cumpram os tempos de contacto



Limpeza eficaz em um só passo

Um eficaz desinfetante de limpeza de 1 passo elimina os resíduos orgânicos enquanto desinfeta.



Compatível

Compatível com uma ampla gama de materiais e superfícies duras e não porosas.



Seguro e Suave

- › Livre de odores artificiais
- › Não é tóxico
- › Não é irritante para a pele, olhos e sistema respiratório
- › Não há pictogramas de perigo, palavras ou indicações de advertência
- › Não deixa resíduos ativos; não contribui para a resistência a antimicrobianos



Respeito para com o meio ambiente

O ingrediente ativo, Peróxido de Hidrogénio decompõem-se em água e oxigénio sem deixar resíduos ativos, o que reduz o impacto ambiental.

 **COLTENE**

* Efetivo em 1 minuto segundo as normas europeias: EN14476, EN14348, EN13727, EN13624, EN16615 (ver atrás). Segundo o standard RKI/DW requerido na Alemanha, OPTIM 1 é um virucida completo em 2 minutos



Tempos de Contacto Rápidos

Demonstrou-se que **OPTIM 1** oferece um rendimento superior de eliminação; os tempos de contacto consistentes são mais rápidos, o que garante o cumprimento e proporciona a confiança de que se conseguiu a desinfecção desejada.

OPTIM 1 demonstrou ser eficaz contra patógenos difíceis de matar como o Adeno, a poliomielite e o norovirus murino, o que proporciona a confiança de que as suas instalações estão protegidas contra os patógenos de interesse.

Eficácia desinfetante

EN 14348 - Tuberculicida	Microbacterias	Terrae	1
EN 14476 - Virucida	Virus não envelopados	Adeno	30 segundos
		Polio	
		MNV	

RKI/DVV Reclamação Virucida** (apenas na Alemanha)

Virucida completo;
2 minutos

EN 16615 - Prova de eficácia da toalhita húmida***	Bacterias	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
	Levedura	C. Albicans	1
EN 13727 - Bactericida	Bacterias	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	1
EN 13624 - Leveduricida e Fungicida	Levedura	C. Albicans	1
	Fungos	Aspergillus brasiliensis	1

Eficácia de limpeza

Limpeza em um só passo

Segurança

Pictogramas de perigo requeridas pelo GHS	Nenhum requerido
Não irrita os olhos	Sim
Não irrita a pele	Sim

* Tempo de contacto em minutos, a menos que se especifique o contrário

** FULL VIRUCIDAL significa que o desinfetante pode desativar virus envelopados e não envelopados, de acordo com as normas de prova da DW Alemanha. Para uma ação virucida completa, o desinfetante deve ser capaz de desativar o Adenovirus, o Poliovirus, o SV40 e o Norovirus Murino

*** A norma EN 16615 é uma norma obrigatória da UE para comprovar a eficácia do mecanismo de limpeza

Informação de pedido para OPTIM 1

Toalhas húmidas prontas para uso

OPTEU1-W12 RTU toalhas 15 x 18 cm (12 x 160 folhas/caixa)

OPTEU1-W10x10 RTU Toalhas 25 x 25 cm (12 x 60 folhas/caixa)

Líquido

OPTEU1-4x4 1 caixa de 4 x 4 litros

Acessórios

FND30 Bomba para frasco de 1 galão (3,78 litros)

Para mais informação, entre em contacto connosco:

Representante de la UE: SciCan GmbH
Wangener Straße 78
88299 Leutkirch
Deutschland
Teléfono: +49 (0)7561 98343 - 0 Fax: +49 (0)7561
98343 - 699 customerservice_eu@scican.com

COLTENE IBERIA
info.ib@coltene.com

Promotor Zona Norte:
FILIFE GUIMARÃES
Telf.: 966 653 321
Email: filife.guimarães@coltene.com